

Иглы, рекомендованные для введения Vantris

vantris
VUR treatment

3.7 Fr Гибкая игла



Особенности:

Катетер: 3.7 Fr x 350 мм / Кончик иглы: 23 калибр x 8 мм / Код заказа: 37F

5 Fr Гибкая игла



Особенности:

Катетер: 5 Fr x 350 мм / Кончик иглы: 23 калибр x 8 мм / Код заказа: 50F

Металлическая полужесткая инъекционная игла с вогнутым боковым отверстием



Особенности:

3.6 Fr x 22 калибр x 350 мм / Код заказа: RIN

Металлическая полужесткая инъекционная игла с конусообразным наконечником



Особенности:

3.6 Fr x 22 калибр x 350 мм / Код заказа: RINS

1. Глубина введения- 2. Глубина впрыска



www.mpamed.ru

Promedon

— People + Innovation

www.promedon.com